

更新内容は以下の通りです。

【更新内容】

・電子カルテ情報共有サービス対応

電子カルテ情報共有サービスに対応いたしました。

主に診療情報提供書受付に伴う同意画面の追加、

6 情報閲覧（手術情報、診療情報、薬剤情報、傷病名情報、感染症情報、特定健診等情報）

閲覧に伴う同意画面の変更・追加、

同意方法の確認（包括同意確認）（※）、引継ぎ情報確認の追加、

高額療養費の限度額適用認定証情報の提供同意画面を省略、および、特定疾病受領証情報画面の変更の対応となります。

（※）包括同意

過去の医療情報等の提供に係る同意を一括で行える画面（同意方法の確認画面）を新たに追加

これまで、手術、診療・お薬、健診の情報の提供に係る同意を各情報の画面で取得していただいていたが、

「全て同意する」を選択した場合は、全ての情報に対して提供の同意を行なったことになり、後続の個別同意画面がスキップされます。

一方で、「個別に同意する」を選択した場合は、これまでと同様に各情報の同意画面が表示されます。

・利用者証明用電子証明書の有効期限切れ時の処理変更対応

利用者証明用電子証明書の有効期限切れ時の処理を変更いたしました。

・マイナポータル利用規約更新対応

マイナポータル利用規約を更新いたしました。

・その他

ログ等、軽微な修正を行いました。

アップデート対象のアプリケーションのバージョンは以下の通りです。

■顔認証付きカードリーダー管理アプリケーション [バージョン：2.0.0.0]

■顔認証付きカードリーダーアプリケーション [バージョン：2.0.0.0]

■顔認証付きカードリーダーOS ソフトウェア [バージョン：1.11.0.0]

【適用方法】

顔認証付きカードリーダーに係るアプリケーションのアップデートは、配信アプリケーションより順次配信されます。

なお、資格確認端末の再起動後に更新が適用されます。

「顔認証付きカードリーダーHi-CARA セットアップマニュアル」(※1)の「10.Hi-CARA アップデート」または、

「顔認証付きカードリーダーHi-CARA 操作マニュアル」(※2)の「7.Hi-CARA アップデート機能」をご参照のうえ、適用のほどお願いいたします。

(※1)「顔認証付きカードリーダーHi-CARA セットアップマニュアル」

(※2)「顔認証付きカードリーダーHi-CARA 操作マニュアル」

URL： https://prea.sobal.co.jp/cgi-bin/dl/s_directlist.cgi?service=hicara

【アップデート所要時間】

顔認証付きカードリーダーHi-CARA の更新開始から完了までには 8～10 分程度かかります。

【バージョン確認方法】

更新後、「顔認証付きカードリーダーHi-CARA セットアップマニュアル」の「10.Hi-CARA アップデート」及び、「11.バージョン確認手順」、

または「顔認証付きカードリーダーHi-CARA 操作マニュアル」の「7.Hi-CARA アップデート機能」及び、「9.バージョン確認手順」、

ONS サイト上にございます「配信アプリケーションの確認について」の「【別紙】 顔認証付きカードリーダーのソフトウェアバージョンの確認手順」をご参照のうえ、以下のバージョンであることをご確認ください。

「顔認証付きカードリーダー管理アプリケーション」のバージョンが"2.0.0.0"であること。

「顔認証付きカードリーダーアプリケーション」のバージョンが"2.0.0.0"であること。

「顔認証付きカードリーダーOS ソフトウェア」のバージョンが"1.11.0.0"であること。

キヤノンマーケティングジャパン社のアプリケーションアップデートにつきまして、
ご不明な点等ございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡お願いいたします。

受付窓口：Hi-CARA ユーザサポートセンター